




# DOG

Beautiful Performance



KFDA  CE

How to Use



원하는 곳에  
원하는 대로  
원하는 만큼



후면 OLED 컨트롤창



데이터 라인

자동 음압 파기 라인

필터


한번에

더 쉬운 결합  
더 쉬운 조작  
더 쉬운 시술


인체공학적 설계로  
안정적인 그립감을  
제공하는 건 타입 디자인

프런저 홀더에서 가이드바, 멀티니들까지 이어지는 유기적인 움직임을 통해 로스프리를 가능케 합니다.


# 팽팽하게 평평하게 안전하게




베큘으로 팽팽해진 표피를  
들어올려 진피층에 전달함



평평하게 주입된 약물



굴곡진 부위, 눈가 등  
위험 지역을 피해 시술가능



정확 · 효율



안정 · 편리




안전 · 주입

# 멀티니들 멀티 인젝터 멀티플 인젝션



충전과 거치를  
동시에

베akup 전면 OLED 터치스크린을  
통해 시술 중 음압 세기 조절




# 멀티니들

**31G & 32G**  
**5pin, 9pin, 16pin**

- 빠르고 정확한 시술 가능
- 시술 시 통증 및 약물 손실 최소화
- 더마퀸 뿐만 아니라 일반 주사기에도 사용 가능



더마퀸  
(인젝터)



주사기



패키지  
(36ea / 1box)


# Specification



AP 7.4V 2S 2,000mAh HD 15C  
310 x 205 x 50  
590g



AC100-240V 50/70Hz  
380 x 280 x 240  
6.8kg(Portable)/10kg(Stand)



31G / 32G  
5pin, 9pin, 16pin

## Package

Portable : 10kg (450 x 300 x 480)  
Stand : 16kg (520 x 370 x 920)

## Manufacturer

우리메디칼(주)

주소 : 경기도 남양주시 진접읍 팔야산단로 3번길 23

Tel: +82 31 529 8182, Fax: +82 31 529 8184


[www.woorhi.com](http://www.woorhi.com) / [www.dermaqueen.co.kr](http://www.dermaqueen.co.kr)  
[woorhisutures@gmail.com](mailto:woorhisutures@gmail.com)



310 mm

850 mm

500 mm



1,055 mm



더마퀸은  
발전을 위해 항상 노력합니다.  
끊임없는 연구와 개선을 통해  
최고의 제품을 공급할 것입니다.



[www.dermaqueen.co.kr](http://www.dermaqueen.co.kr)